

FICHE TECHNIQUE / CONTOUR RECHARGEABLE AQ



CHAQUE SOIR

1. Retirer son appareil auditif en tirant sur le fil
2. Mettre du produit sur un mouchoir et essuyer l'embout de l'appareil pour le nettoyer
3. Placer l'appareil dans la station de charge branchée sur secteur
Côté bleu à gauche, côté rouge à droite



CHAQUE MATIN

1. Mettre en place son appareil auditif après la toilette
2. Attention de bien appuyer 3 secondes sur le bouton poussoir de chaque appareil jusqu'à voir apparaître une lumière verte
3. Vérifier que le fil soit plaqué contre la peau



VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

Passer le doigt sur le dessus des appareils.

1. Si vous entendez un bruit de frottement : l'appareil fonctionne.
2. S'il n'émet aucun son :
 - L'appareil a-t-il été bien chargé ?
 - L'appareil est-il bouché ?



RECHARGEMENT

- **Lumière verte clignote** : l'appareil se charge correctement