


# FICHE TECHNIQUE / INTRA RECHARGEABLE

Partie intérieure  
dans le conduit



A la surface  
vers l'extérieur

Chargeur



Aucune interaction sur le  
fonctionnement de l'appareil,  
le signaler lors du prochain  
RDV



## CHAQUE SOIR

1. Retirer son appareil auditif en tirant sur le fil
2. Mettre du produit sur un mouchoir et essuyer l'embout de l'appareil pour le nettoyer
3. Placer l'appareil dans la station de charge branchée sur secteur  
Côté bleu à gauche, côté rouge à droite



## CHAQUE MATIN

Mettre en place son appareil auditif après la toilette



## VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

Passer le doigt sur le dessus des appareils.

1. Si vous entendez un bruit de frottement : l'appareil fonctionne.
2. S'il n'émet aucun son :
  - L'appareil a-t-il été bien chargé ?
  - L'appareil est-il bouché ?



## RECHARGEMENT

- **Lumière verte clignote** : l'appareil se charge correctement
- **Lumière rouge clignote** : changement de l'accumulateur à prévoir